


ZENTRIFUGATIONSMODUL

**Automatisierte Zentrifugation und
Rackbuilding direkt im Probeneingang**



OPTIMIEREN SIE IHRE PROZESSZEITEN

Automatisierte Zentrifugation
von 500 Proben/Std. pro Modul
bei 8 min Zentrifugationsdauer

Kontinuierliche Zentrifugation –
kein Warten auf volle Beladung
von Racks notwendig

Vermeidung von Ausschuss
durch beständige Probenqualität
(Temperierung auf Raumtemperatur)

ENTLASTEN SIE ENGPÄSSE

Automatisiertes Umstecken
von Proben auf laborspezifische
Output-Racks

Reduzierte Laufwege durch
Direktanbindung an ATRAS

Hochdurchsatzzentrifugation
zur Reduktion der TAT

KONFIGURIEREN SIE IHRE LÖSUNG

Individualisierbare Rackplatte
für In- & Output-Racks

Anbindung von bis zu 4 Modulen
zur Durchsatzerhöhung
oder Zentrifugation mit
unterschiedlichen Profilen

Sortierung in Output-Racks ohne
Zentrifugation möglich



Beispielhafter Zentrifugationsprozess ohne CSpin



REGISTRIERUNG UND SORTIERUNG

ZENTRIFUGATION

ANALYSE



Zentrifugationsprozess mit CSpin